



**AED Specificatietabel**

	Algemeen			Batterij					Elektroden			Specificaties													
	Aanschafprijs	Garantietermijn (jaar)	Afmeting L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Water & Stofdichtheid	Reputatie gemak en kosten upgraden software in 2005	Geheugen (minuten)	Capaciteit (aantal schokken)	Capaciteit (Aantal uren standby)	Kosten	Levensduur (stand-by)	Kosten batterij op jaarbasis	Kosten	Levensduur	Kosten elektroden op jaarbasis	Uitrusting inclusief standaard draagtas	Uitrusting standaard inclusief reservevet elektroden	Meertaligheid	Synchronisatie van de schok	Visuele instructies op LCD-scherm	ECG-weergave op LCD-scherm	Metronoom en/of reanimatie-ondersteuning	Kinderelektroden verkrijgbaar?	Uitbreidbaar geheugen met datakaart	Uitlezen AED <sup>5</sup>
Bexen Reanibex 200	€ 1.795	5	28 x 30 x 9	-	□	nvt	□	++	+	□	+	□	□	-	□	-	-	-	●	●	-	-	-	-	I
Cardiac Science Powerheart G3 plus	€ 1.850	7	27 x 31 x 8	--	□	□	+	++	?	--	+	--	+	-	□	-	-	●	●	-	●/-	●	-	-	S
Cardiac Science Powerheart G3 plus volautomaat	€ 1.850	7	27 x 31 x 8	--	□	□	+	++	?	--	+	--	+	-	□	-	-	●	●	-	●/-	●	-	-	S
Cardiac Science Powerheart G3 Pro	€ 3.200	7	27 x 31 x 8	--	□	□	+	++	?	--	+	--	+	-	□	-	-	●	●	-	●/-	●	-	-	S
Defibtech Lifeline	€ 1.595	5	22 x 30 x 7	□	□	++	-	++	++	-	++	□	+	-	+	-	-	-	-	-	-	●	●	-	D
Defibtech Lifeline Auto (volautomaat)	€ 1.645	5	22 x 30 x 7	□	□	++	-	++	++	-	++	□	+	-	+	-	-	-	-	-	-	●	●	-	D
Defibtech Lifeline View	€ 1.995	5	19 x 24 x 6	+	+	++	+	+	□	-	+	--	?	?	?	-	-	-	●	-	●/-	●	●	-	DU
General Electric Responder AED	€ 1.799	7	27 x 31 x 8	--	□	□	+	++	?	--	+	--	+	-	□	-	-	●	●	-	-	●	-	-	S
Heartsine Samaritan PAD 300p	€ 1.149	7	20 x 18 x 5	+	++	□	+	-	□	+ <sup>3</sup>	□	-	+ <sup>3</sup>	+	<sup>4</sup>	●	● <sup>3</sup>	-	-	-	-	●/-	●	-	U
Heartsine Samaritan PAD 500p	€ 1.599	7	21 x 18 x 5	+	++	□	+	-	□	+ <sup>3</sup>	□	-	+ <sup>3</sup>	+	<sup>4</sup>	●	● <sup>3</sup>	-	-	-	-	●/●	●	-	U
Heartstart FRx	€ 1.675	5	22 x 18 x 6	+	+	--	-	+	-	□	□	-	□	-	□	-	-	-	-	-	●/-	● <sup>2</sup>	-	-	I
Heartstart HS1	€ 1.370	5	21 x 19 x 7	+	--	--	-	□	-	-	□	□	-	□	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	I
Medtronic Lifepak 1000	€ 3.350	5	28 x 23 x 9	--	+	nvt	+	++	++	--	□	--	+	-	+	●	-	-	-	●	●	-	●	-	I
Medtronic Lifepak CR Plus	€ 1.790	8	20 x 24 x 11	□	□	-	□	-	-	+	-	--	+	-	<sup>4</sup>	●	●	-	-	-	-	-	-	-	I
Medtronic Lifepak CR Plus Volautomaat	€ 1.990	8	20 x 24 x 11	□	□	-	□	-	-	+	-	--	+	-	<sup>4</sup>	●	●	-	-	-	-	-	●	-	I
Medtronic Lifepak Express	€ 1.450	5	20 x 24 x 11	□	□	nvt	□	-	--	+	-	--	+	-	<sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	●	-	I
Primedic HeartSave AED	€ 1.790	5	26 x 26 x 9	-	+	□	++	+	+	-	++	□	+	-	+	-	-	●	-	-	-	-	-	●	D
Primedic HeartSave AS Volautomaat	€ 1.890	5	26 x 26 x 9	-	+	□	++	+	+	-	++	□	+	-	+	-	-	●	-	-	-	-	-	●	D
Primedic HeartSave AED-M	€ 2.410	5	26 x 26 x 9	-	+	□	++	+	+	-	++	□	+	-	+	●	●	●	-	●	●	-	-	●	D
Primedic HeartSave PAD	€ 1.290	2	26 x 26 x 9	-	+	□	++	□	+	□	□	--	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	●	D
Schiller FRED Easy	€ 1.595	5	22 x 23 x 7	+	□	?	-	+	□	□	+	□	++	□	++	●	-	-	-	●	●	-	●	●	?
Schiller FRED Easy Volautomaat	€ 1.595	5	22 x 23 x 7	+	□	?	-	+	□	□	+	□	++	□	++	●	-	-	-	●	●	-	●	●	?
Schiller FRED Easyport	€ 2.095	5	13 x 13 x 3,5	++	□	?	-	□	-	+	+	+	□	□	□	●	-	-	-	●	●	-	●	●	?
Schiller FRED Easyport manual override	€ 2.370	5	13 x 13 x 3,5	++	□	?	-	□	-	+	+	+	□	□	□	●	-	-	-	●	●	-	●	●	?
Weinmann Meducore Easy	€ 2.050	2	24 x 24 x 9	-	□	?	++	++	++	-	+	--	+	□	+	-	●	-	-	-	-	●/-	-	-	I
Welch Allyn AED 10	€ 1.490	5	18 x 21 x 7	+	□	-	-	+	□	+	+	+	+	--	--	●	-	-	-	●	-	●/-	● <sup>2</sup>	-	I
Zoll AED Plus	€ 1.795	5+2 <sup>7</sup>	24 x 29 x 13	--	+	□	□	++	+	++	+	++	--	++	□	●	-	-	-	●	0	●/●	●	-	I
Zoll AED Pro <sup>1</sup>	€ 2.350	5	24 x 25 x 8	-	+	□	++	+	□	+	-	--	+	-	+	●	-	-	-	●	●	●/-	●	● <sup>6</sup>	I

**Betekenis van de symbolen:** -- slecht    - matig    □ redelijk    + goed    ++ zeer goed    ? onbekend    nvt niet van toepassing    ● aanwezig    - niet aanwezig    ○ optioneel

<sup>1</sup> uitvoering met conventionele elektroden    <sup>2</sup> geen kinderelektrode, andere oplossing    <sup>3</sup> combinatie batterij en elektrode    <sup>4</sup> prijs batterij en elektrode bij elkaar    <sup>5</sup> S=seriele kabel, U=USB, I=infrarood, B=bluetooth, D=datakaart    <sup>6</sup> middels USB-stick

<sup>7</sup> twee jaar extra garantie na aanmelding AED bij Zoll