

# Pakketten AED Service Zeeland



## Pakket 1

- Primedic Heartsave Y Halfautomaat AED inclusief batterij & elektroden. Daarnaast ontvangt u ook:
  - DefiSign AED Rescuekit
  - 10 jaar garantie
  - AED sticker
- Verzending binnen Nederland

**Prijs: €975 ex. BTW**

## Pakket 2

- Primedic Heartsave Y Halfautomaat AED inclusief batterij & elektroden. Daarnaast ontvangt u ook:
  - DefiSign wandbeugel voor binnen
  - DefiSign AED Rescuekit
  - 10 jaar garantie
  - AED sticker
- Verzending binnen Nederland

**Prijs: €1000 ex. BTW**



## Pakket 3

- Primedic Heartsave Y Halfautomaat AED inclusief batterij & elektroden. Daarnaast ontvangt u ook:
  - DefiSign wandkast voor binnen
  - DefiSign AED Rescuekit
  - 10 jaar garantie
  - AED sticker
- Verzending binnen Nederland

**Prijs: €1025 ex. BTW**

## Pakket 4

- Primedic Heartsave Y Halfautomaat AED inclusief batterij & elektroden. Daarnaast ontvangt u ook:
  - Aivia 200 buitenkast zonder pincode
  - DefiSign AED Rescuekit
  - 10 jaar garantie
  - AED sticker
- Verzending binnen Nederland

**Prijs: €1350 ex. BTW**



# Primedic Heartsave Y AED

## incl. toebehoren



De Primedic Heartsave Y halfautomaat AED wordt compleet geleverd met een elektrodenset voor volwassenen, batterij en handleiding. Je ontvangt daarnaast gratis een rescuekit, kinderelektroden en een AED sticker (zie onder).

De AED is eenvoudig te bedienen en geeft duidelijke gesproken instructies, aangevuld met verlichte afbeeldingen. Daardoor is hij geschikt voor zowel ervaren als onervaren hulpverleners. De Primedic Heartsave Y AED begeleidt stap voor stap wat je moet doen tijdens een inzet.

- Deze AED kan in 4 talen reanimatie instructies geven. Standaard talen zijn NL, EN, DE en FR. Geschikt voor gebruikers uit verschillende landen.
- IP55 - biedt stevige bescherming tegen stof en spatwater, ideaal voor buitenomgevingen.
- Stemt het geluidsniveau van gesproken instructies af op omgevingsgeluid, zodat je ze goed hoort, zelfs in drukke kampeerplaatsen
- Kinderknop: schakelt eenvoudig tussen volwassene en kind modus, zonder aparte elektroden
- Hoogwaardige Duitse productie en uitgebreide garantie van 10 jaar.



Deze AED wordt geleverd met een gratis DefiSign AED Rescue Kit. De rescuekit bevat alle essentiële hulpmiddelen voor een reanimatie, waaronder een beademingsmasker met zuurstofaansluiting, kledingschaar, handschoenen, wegwerpscheermesje, alcoholdoekje voor desinfectie en een tissue.



Daarnaast ontvang je gratis een AED sticker van 15 x 15 cm. Deze signaalsticker vergroot de herkenbaarheid en maakt de AED sneller vindbaar in een noodsituatie.



De **DefiSign wandbeugel** is een opvallende en stevige wandbeugel die eenvoudig aan de muur te bevestigen is. Door het duidelijke ontwerp is de AED goed zichtbaar en snel te vinden in geval van nood. Dankzij de hoge rand blijft de AED stabiel in de beugel staan en voor extra zekerheid kan het toestel worden vastgezet met een klikgesp. Deze klikgesp is in een noodsituatie eenvoudig en snel los te trekken.



De **DefiSign universele binnenkast** met alarm is vervaardigd van solide metaal en biedt een robuuste bescherming voor de AED. De kast is uitgevoerd met het internationale AED logo van de ILCOR en is dankzij de officiële en opvallende groene kleur voor iedereen direct herkenbaar. Bij het openen van de kast in een noodsituatie wordt een magneetalarm van 100 dB geactiveerd, waarmee omstanders worden gealarmeerd om hulp te bieden. Het alarm is eenvoudig in en uit te schakelen via een schakelaar aan de binnenzijde van de kast. De binnenkast wordt geleverd inclusief drie bevestigingsschroeven en bijpassende pluggen, waardoor deze zeer eenvoudig op te hangen is.



De **DefiSign AIVIA 200 buitenkast** is uitvoerig getest onder koude omstandigheden en biedt optimale bescherming voor uw AED tegen kou en regen. Dankzij het geïntegreerde verwarmingselement blijft de AED binnen de juiste temperatuur, ook bij lage buitentemperaturen. De behuizing is vervaardigd uit sterk ABS en de klep uit polycarbonaat, materialen die zorgen voor een hoge weerstand tegen schokken en invloeden van buitenaf. Met de AIVIA 200 buitenkast is de AED altijd goed toegankelijk in een spoedgeval, waardoor de kans om levens te redden wordt vergroot.

# Accessoires – Optioneel bij te bestellen



De **tas voor de Primedic HeartSave Y en YA AED** is speciaal ontworpen om het apparaat stevig op zijn plaats te houden tijdens transport. De robuuste, gewatteerde buitenkant biedt bescherming tegen stoten en krassen in voertuigen, openbare ruimtes en op locatie. Dankzij de brede opening en overzichtelijke indeling is de AED snel en eenvoudig toegankelijk in noodsituaties. Daarnaast is er ruimte voor reserve-elektroden, een rescue kit en kleine verbruiksartikelen.

**Prijs: €89,- ex. BTW**



De **Primedic HeartSave elektroden voor volwassenen en kinderen** zijn geschikt voor gebruik met de Primedic HeartSave Y en YA AED's en hebben een levensduur van 4 jaar. De elektroden zijn eenvoudig aan te brengen en zorgen voor een optimale geleiding van de elektrische schok, wat essentieel is voor een effectieve reanimatie. Dankzij de hoge betrouwbaarheid zijn ze ontworpen voor snel en veilig gebruik in noodsituaties.

**Prijs: €75,- ex. BTW**



Het is mogelijk om extra een **DefiSign AED Rescue Kit** bij te bestellen. De rescue kit bevat alle essentiële hulpmiddelen voor een reanimatie, waaronder een beademingsmasker met zuurstofaansluiting, kledingschaar, handschoenen, een wegwerpscheermesje, een alcoholdoekje voor desinfectie en een tissue.

**Prijs: €25,- ex. BTW**

# Accessoires – Optioneel bij te bestellen



Het **panoramische AED bord** geeft duidelijk de aanwezigheid van een defibrillator aan en is zichtbaar vanaf beide zijden. De signage E010 “Automatische externe defibrillator” voldoet aan de Arborichtlijnen ASR A1.3 en ISO 7010. Het bord heeft een afmeting van 20 x 20 cm.

**Prijs: €14,95 ex. BTW**



De **sticker** “AED in dit gebouw aanwezig” maakt duidelijk dat er een AED beschikbaar is. Dankzij het herkenbare AED logo en de duidelijke tekst is de AED snel vindbaar in geval van een noodsituatie.

**Prijs: €6,- ex. BTW**